

Vyrobené z polyuretánovej fólie zabezpečenej silikónovým papierom.

Okraje fólie majú farebné „“ fingerlifts „“, ktoré uľahčujú jej aplikáciu na vymedzené operačné pole.

Fólie sú navyše balené aj do silikónového papiera.

Charakteristika:


- sú elastické a natiahnuteľné
- nedráždia pokožku
- bez obsahu latexu
- nespôsobujú alergické reakcie
- nie sú cytotoxické
- prepúšťajú vodnú paru

Použitie:

- na ochranu chirurgického poľa pred mikrobiálnym prienikom

Veľkosť a balenie:

- sterilné (sterilizované etylénoxidom): balené v krabici po 10 ks
- široká škála veľkostí: od 20 cm x 10 cm do 90 cm x 60 cm



**MD**

>>