

- sú vyrobené z bavlnenej gázy a medicínskej netkanej textílie
- kombinácia gázy a netkanej textílie zvyšuje absorpciu
- môže byť sterilizované

Použitie:

- absorbovať tekutiny z rany počas operácií a ambulantných zákrokov


Druhy:

- sterilné a nesterilné

Veľkosť a balenie:

- dostupné veľkosti: 10 cm x 20 cm (zložené), 9 cm x 9 cm (šité)
- sterilné 10 cm x 20 cm: balené po 1 ks, 2 ks, 4 ks
- sterilné 9 cm x 9 cm: balené po 1 ks
- nesterilné 10 cm x 20 cm: balené po 50 ks

POZNÁMKA: Na invazívne zákroky používajte výrobok iba v odvinutom stave.



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

