

Aplikátory sú chirurgické nástroje na opakované použitie, ktoré sa používajú na chirurgický zákrok pri inkontinencii u žien. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej martenzitickej ocele a splňajú požiadavky noriem pre chirurgické nástroje.

Použitie:

- ako pomocné nástroje pri chirurgickej liečbe stresovej inkontinencie u žien podľa použitej metódy – slúžia k vytvoreniu tunela u pacientky za účelom správnej implantácie urologickej pásky

Druhy:

- TVT aplikátor ako nástroj určený pre TVT metódu (Tension-free Vaginal Tape)
- TOT aplikátor ako nástroj určený pre TOT metódu (Trans Obturator Tape)
- súprava aplikátorov pre metódu TOT pozostávajúca z dvoch aplikátorov, ktoré sú si zrkadlovým obrazom. Používajú sa pri TOT metóde (Trans Obturator Tape)
- súprava aplikátorov pre metódu TOT pozostávajúca z dvoch aplikátorov, ktoré sú si zrkadlovým obrazom. Používajú sa pri „outside-in“ TOT metóde (Trans Obturator Tape)
- nesterilné (odporúča sa sterilizácia parou)

Balenie:

- TOT a TVT aplikátory balené po 1 ks
- súprava TOT aplikátorov balená po 2 ks

Viac informácií: www.dallop-nm.com

**MD**

>>