

- komponenty z plastu (napr. pupočné svorky, kliešte atď.) alebo kovu v sterilných obaloch
- symbol jednorazového použitia je vyrytý na všetkých kovových nástrojoch
- ostré nástroje sú zaistené špeciálnym uzáverom, nehrozí prerezenie obalu
- sterilizované validovaným procesom (v súlade s EN ISO 17665-1 a EN ISO 11135)
- nástroje nie je možné opätovne sterilizovať

Použitie:

- na použitie počas chirurgických a ambulantných zákrokov

Druhy:

- sterilné
- kliešte, nožnice, pinzeta, držiaky na skalpel a pod.

Veľkosť a balenie:

- sterilné balenie po 1 ks; navyše jednotlivé sterilné nástroje môžu byť zabalené v kartónovom organizéri, ktorý umožňuje organizáciu a skladovanie produktov v nemocnici



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>