

- 100% bavlna
- bielené peroxidom bez použitia chlóru
- žiadne voľné vlákna na povrchu gázy
- vysoká absorpcia
- môžu byť sterilizované

Použitie:

- na všeobecnú starostlivosť o rany (sterilné)
- na hygienické a domáce účely (nesterilné)

Druhy:

- sterilné (sterilizované parou) a nesterilné
- 13-, 17-ňitové

Veľkosť a balenie:

- sterilné v sáčku: 1 m²; 1/2 m²; 1/4 m²
- nesterilné v sáčku: 1 m²; 1/2 m²
- skladané: šírka od 0.90 m do 1.20 m, dĺžky: 50 m, 100 m, 200 m

POZNÁMKA: Na invazívne zákroky používajte výrobok iba v odvinutom stave.



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>