

Samodržiaci fixačný obväz s 90%elasticitou.

Bez latexu!

Obväz je samodržiaci, takže na upevnenie nie je potrebné používať žiadne spony.

Dokonale sa prispôsobuje tvaru tela a poskytuje spoľahlivé a protišmykové obviazanie. Obväz prilne len k sebe, nie však na kožu, vlasy alebo oblečenie.

Jednorazový.

Použitie:

- na fixáciu najmä zaoblených častí tela

Druhy:

- nesterilný

Veľkosť a balenie:

- nesterilné: 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm a dĺžka 4 m – dĺžka meraná v natiahnutom stave



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>