

Slúži na fixáciu obväzov najmä na miestach, kde je použitie tradičného obväzu nepohodlné alebo obtiažne napr. panva alebo slabiny.

Obväz má tvar rukávu, ktorý uľahčuje aplikáciu - nie je potrebné poznať techniku bandážovania.

8 rôznych veľkostí - každá veľkosť obvodu je prispôsobená konkrétnym častiam tela.

Ak je obväz vhodne zvolený, elastická štruktúra zaistí, aby dokonale obopínal konkrétnu časť tela.

Rýchla aplikácia, čo je obzvlášť dôležité pri výmene obväzov u detí.

Ideálny na domáce použitie - majte na pamäti, že nevhodne aplikované obväzy môžu narušiť cirkuláciu - jednovrstvová konštrukcia a 8 veľkostí toto riziko minimalizujú.

Použitie:

- na podporu obväzov na rany
- na fixáciu obväzov na ťažko „obliekatelne“ oblasti, ako sú prsty, brucho, hrudník alebo hlava
- v detskej chirurgii

Druhy:

- nesterilné

Veľkosť a belenie:

- 1 prst
- 2 ruky, prst
- 3 ruky, nohy
- 4 dolná časť nohy, koleno, ruka, noha, lakeť
- 6 hlava, paže, spodná časť nohy, koleno
- 8 stehno, hlava, boky
- 10 bokov, brucho
- 14 hrudník, brucho, boky
- dostupné dĺžky: 1 m a 10 m
- balené po 1 ks



MD

