

- vonkajšia vrstva je vyrobená z bielenej bavlnenej gázy, nebielenej chlóróm
- vnútorná vrstva je z bavlnenej vaty
- mäkké a savé
- okraje z gázy zložené do vnútra, netrhajú sa
- štruktúra absorpčného jadra zaručuje rovnomerný tlak na oko

Použitie:

- na použitie počas a po oftalmologických zákrokoch

Druhy:

- sterilné

Veľkosť a balenie:

- dostupné veľkosti: 5 cm x 6 cm
- sterilné: balené po 1 ks

POZNÁMKA: Na invazívne zákroky používajte výrobok iba v odvinutom stave.



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>