

- vyrobená z poréznej priehľadnej fólie prepúšťajúcej vzduch a vodné pary
- umožňuje pozorovať hladinu tekutiny vo fixných sondách, kanylách a katédroch
- veľmi jemný k pokožke; dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov
- neabsorbuje vlhkosť
- zúbkované hrany na oboch stranách pre jednoduchšie odtrhnutie požadovanej dĺžky v ruke
- akrylové lepidlo nespôsobuje podráždenie pokožky

Použitie:

- na podporu obväzov na tvári a iných citlivých oblastiach
- na upevnenie skúmaviek, katétrov a iných zdravotníckych pomôcok

Druhy:

- nesterilné

Veľkosť a balenie:

- dostupné dĺžky: 5 m a 9,14 m a šírky 1,25 cm, 2,5 cm a 5 cm
- nesterilné: balenie v závislosti od rozmeru



MD

>>