

Vyrobené z priehľadnej polyetylénovej fólie.

Pružnosť a mäkkosť materiálu umožňuje jednoduchú a bezpečnú manipuláciu počas operácie.

Sú vybavené lepiacou páskou. Na konci majú otvor z tvrdého papiera, čo uľahčuje pripevnenie návleku na zariadenie.

Použitie:

- na zakrytie zdravotníckych pomôcok - univerzálne pre všetky kamery a endoskopy, optické vlákna a káble

Veľkosť a balenie:

- veľkosti: 13 cm x 235 cm, 15 cm x 250 cm
- sterilné (sterilizované žiarením alebo etylénoxidom): balené v papierovo-fóliovom vrecku po 1 ks



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>