

Vyrobený z priehľadnej polyetylénovej fólie , ktorá nebráni pri používaní monitorovacieho zariadenia.
Návlek má na upevnenie gumičku alebo lepiacu pásku.

Použitie:

- na zakrytie medicínskeho vybavenia

Druhy:

- na prístroje
- na C rameno
- na mikroskop
- na rameno lampy

Veľkosť a balenie:

- široký sortiment veľkostí a tvarov
- sterilné (sterilizované etylénoxidom): balené v papierovo-fóliovom vrecku po 1 ks



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>