

- vonkajšia vrstva je vyrobená z bielenej bavlnenej gázy bez použitia chlóru
- jadro je zo savej vaty
- guľatý tvar minimalizuje svoju veľkosť čo uľahčuje jeho použitie v telesných dutinách
- pripevnená bavlnená niť uľahčuje vybratie tampónu z tela
- môžu byť sterilizované

Použitie:

- na gynekologické zákroky


Druhy:

- sterilné

Veľkosť a balenie:

- dostupné veľkosti: 30 cm x 30 cm
- sterilné: balené po 1 ks

POZNÁMKA: Na invazívne zákroky používajte výrobok iba v odvinutom stave.



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>