

- vyrobené zo 100% bavlnenej gázy, bielené peroxidom bez chlóru
- na povrchu nie sú žiadne voľné vlákna
- hrany zaistené, aby sa zabránilo uvoľneniu akýchkoľvek vlákien
- vysoká schopnosť absorbovať vlhkosť a kvapaliny
- môžu byť sterilizované

Použitie:

- na absorpciu tekutín počas ambulantných procedúr a operácií (sterilné)
- na hygienické a kozmetické účely (nesterilné)

Druhy:

- sterilné (sterilizované parou) a nesterilné
- 13-, 17-niťové
- s alebo bez RTG detekovateľným vláknom
- zviazané v hromade alebo voľne usporiadané
- 8-, 12-, 16-vrstvové

Veľkosť a balenie:

- nesterilné: 5 cm x 5 cm, 7.5 cm x 7.5 cm, 10 cm x 10 cm balené v palierovom sáčku po 100 ks
- sterilné: 5 cm x 5 cm, 7.5 cm x 7.5 cm, 10 cm x 10 cm balené v blistri po 2, 3 a 5 ks

POZNÁMKA: Pri invazívnych zákrokoch používajte výrobok iba v odvinutom stave.



Zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou
TUV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom
2274

