

Vonkajšia vrstva je z mäkkej netkanej textílie.

Vnútoraná vrstva je zo savého papiera a absorpčného jadra z celulózy.

Fólia umiestnená medzi savým papierom a celulózou slúži ako izolačná časť – účinne chráni pred presiaknutím.

Použitie:

- pre ženy po pôrode alebo po gynekologických operáciách

Druhy:

- sterilné a nesterilné
- s fóliou a bez fólie
- obdĺžnikové a anatomicky tvarované

Veľkosť a balenie:

- dostupné veľkosti: 27 cm x 7,5 cm, 34 cm x 9 cm, 35 cm x 11 cm, 22,5 cm x 9 cm
- sterilné: balené po 10 ks alebo po 5 ks
- nesterilné: balené po 10 ks, 15 ks (veľkosť 35 cm x 11 cm) a 20 ks (veľkosť 22,5 cm x 9 cm)



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>