

Krytie na stôl s 2 rozdelenými oblasťami spĺňa požiadavky normy EN 13795.

Absorpčná vrstva v strednej časti zachytáva tekutiny a fóliová vrstva ich zastaví a zabráni ich presiaknutiu na stôl.

Predáva sa samostatne alebo ako neoddeliteľná súčasť operačných súprav.

Použitie:

- na prikrytie stolíka s nástrojmi, na ktorý sú umiestnené nástroje

Veľkosť a balenie:

- veľkosť: 150 cm x 90 cm
- sterilné (sterilizované etylénoxidom): balené v papierovo-fóliovom vrecku po 1 ks; navyše jednotlivé sterilné krytia môžu byť zabalené v kartónovom zakladači, ktorý umožňuje organizáciu a skladovanie produktov v nemocnici



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>