

Optimálna kombinácia pohodlia a bezpečnosti.

Latexové vyšetrovacie rukavice sa vyznačujú vysokou elasticitou a mechanickou pevnosťou.

Poskytujú účinnú ochrannú bariéru a manžeta umožňuje praktické a bezpečné obliekanie.

Ambulex - latexové vyšetrovacie rukavice, poudrované

- práškované prírodným kukuričným škrobom, ktorý izoluje ruku od latexovej vrstvy
- štruktúrované končeky prstov poskytujú lepšie uchopenie a efektívnu manipuláciu s nástrojom
- univerzálny tvar vhodný pre obe ruky

Rukavice Ambulex klasifikované ako osobné ochranné prostriedky kategórie III, vyhovujú EN 374. Pred použitím rukavíc si prečítajte návod na použitie. Ak chcete získať podrobné informácie o chemickej odolnosti, kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

[Ambulex - Vyhlásenie o zhode](#)

Ambulex - latexové vyšetrovacie rukavice, nepudrované

- vhodné pre ľudí s citlivou pokožkou
- nepudrované
- polymérny povlak umožňuje obliekanie aj vlhkých rúk
- drsný povrch poskytuje bezpečné uchopenie pre efektívnu manipuláciu s nástrojom v suchých a mokrych podmienkach
- univerzálny tvar vhodný pre obe ruky

Rukavice Ambulex P klasifikované ako osobné ochranné prostriedky kategórie III, vyhovujú EN 374. Pred použitím rukavíc si prečítajte návod na použitie. Ak chcete získať podrobné informácie o chemickej odolnosti, kontaktujte svojho obchodného zástupcu pre lieky.

[Ambulex P - Vyhlásenie o zhode](#)

Použitie:

- vykonávať lekárske vyšetrenia
- vykonávať diagnostické alebo terapeutické postupy
- na manipuláciu s kontaminovaným materiálom

Druhy:

- nesterilné
- pudrované a nepudrované

Veľkosť a balenie

- XS, S, M, L, XL v balení po 100 ks

- pudrované veľ. M sú balené v krabičkách



MD

