



G-Mesh® gynekologická sieť je vyrobená z monofilnej polypropylénovej priadze (priehľadná a modrá) s hrúbkou vlákna 0,10 mm. Používa sa na chirurgickú liečbu prolapsu panvových orgánov u žien. Modré orientačné čiary uľahčujú viditeľnosť a umiestnenie produktu v operačnom poli. Konce každého ramena sú špeciálne tvarované, čo umožňuje bezpečné uchytenie sieťoviny v slučke aplikátora a slúži na vedenie implantátu anatomickými štruktúrami a umiestnenie v tele pacienta. Každý typ sieťoviny je k dispozícii v jednej veľkosti – s možnosťou drobných úprav rozmerov, ktoré chirurg vykonáva počas implantácie tak, aby vyhovovali individuálnej anatómii pacienta.

Druhy:

- Posterior 2 (2-ramenný implantát)
- Anterior 4 (4-ramenný implantát)
- Posterior 6 (6-ramenný implantát)
- sterilné (sterilizované etylénoxidom)

Veľkosť a balenie:

- balené v dvojitom vrecku z papierovej fólie a následne v kartónovej obálke po 1 ks



**MD**

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou PCBC SA a nesú označenie CE s číslom 1434

>>