

Ľahké urologické pásy sú najnovšou generáciou závesných implantátov používaných pri liečbe ženskej stresovej močovej inkontinencie. Sú pletené z priehľadnej a modrej monofilamentnej polypropylénovej priadze. Modré orientačné čiary pozdĺž pásy uľahčujú proces implantácie a zvyšujú viditeľnosť implantátu v operačnom poli.

Na oboch koncoch je páska vybavená modrými slučkami, ktoré umožňujú bezpečnú implantáciu cez anatomickú štruktúru pacienta. Rukoväte sú tiež vyrobené z monofilamentnej polypropylénovej priadze. Vďaka ultraľahkej hmotnosti, atraumatickým okrajom, vynikajúcej pevnosti, vysokej elasticite a veľmi dobrej biokompatibilite je možné produkt bezpečne a efektívne použiť pri chirurgickom ošetrení močovej inkontinencie.

Použitie:

- na chirurgické ošetrenie stresovej inkontinencie moču u žien metódou TVT alebo TOT bez napätia (vrátane TVT-O), ktoré umožňujú fixáciu syntetických pásov bez napätia



Druhy:

- sterilná (sterilizovaná etylénoxidom)

Veľkosť a balenie:

- dĺžka 30 cm a 45 cm
- zabalená v dvojitej papierovej fólii vložená do kartónovej krabice po 1 ks

Viac informácií: www.dallop-nm.com



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou PCBC SA a nesú označenie CE s číslom 1434

>>