

Vrstva z netkanej textílie na vrchu umožňuje absorbovať tekutiny z nástrojov používaných počas operácie a fóliová časť poskytuje bariéru proti presiaknutiu tekutiny.

Teleskopické skladanie uľahčuje aplikáciu na stôl a chráni pred náhodným znečistením, zatiaľ čo pieskovaná fólia zabraňuje skĺznutiu návleku.

Spĺňa požiadavky normy EN 13795.

Použitie:

- na zakrytie stolíkov Mayo

Druhy:

- štandardné
- s hrubšou fóliou

Veľkosť a balenie:

- veľkosť: 145 cm x 80 cm
- sterilné (sterilizované etylénoxidom): balené v papierovo-fóliovom vrecku po 1 ks; navyše jednotlivé sterilné návleky môžu byť zabalené v kartónovom zakladači, ktorý umožňuje organizáciu a skladovanie produktov v nemocnici



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>