

Pružnosť materiálu umožňuje ľahké prispôsobenie akémukoľvek tvaru a „fingerlifts“ umožňuje rýchlu aplikáciu.

Páska na suchý zips sa skladá z dvoch častí: háčikov a slučiek. Obe časti majú lepiacu vrstvu prekrytú papierom s „fingerliftom“. Jedna časť pásky sa má pripevniť k danému miestu napr. na krytie a druhú časť je možné opakovanne odlepiť alebo pripevniť tak často, ako treba.

Použitie:

- k upevneniu rúšok, káblov, hadičiek,...

Druhy:

- alebo bez neho

Veľkosť a balenie:

- sterilné (sterilizované etylénoxidom): balené v papierovo-fóliovom vrecku po 1 alebo 2 kusoch
- veľkosti: 50 cm x 9 cm (bez suchého zipsu) a 25 cm x 2 cm (so suchým zipsom)



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>