

Vhodné pre ľudí, ktorí sú alergickí na latex.

Nitrilové vyšetrovacie rukavice sa vyznačujú absenciou prírodného kaučukového latexu a vysokou pevnosťou v ťahu. Poskytujú účinnú ochrannú bariéru a manžeta umožňuje praktické a bezpečné obliekanie.

Ambulex NITRYL - nitrilové vyšetrovacie rukavice, nepudrované

- nepudrované
- vysoká pevnosť v ťahu na začiatku aj na konci doby použiteľnosti
- štruktúrované končeky prstov poskytujú bezpečné uchopenie pre efektívnu manipuláciu s nástrojom v suchých a mokrých podmienkach
- univerzálny tvar vhodný pre obe ruky
- dostupné farby: modrá, fialová, čierna (odporúča sa na vykonávanie lekárskech a diagnostických postupov, ale najmä pre tetovacie štúdiá), biela (majú predĺženú manžetu, ktorá umožňuje lepšiu ochranu pred infekciami)

Nitrilové rukavice nepudrované v nasledujúcich farbách: modrá, biela a čierna sú klasifikované ako osobné ochranné prostriedky kategórie III, zodpovedajú EN 374. Pred použitím rukavíc si prečítajte návod na použitie. Ak chcete získať podrobné informácie o chemickej odolnosti, kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

[Ambulex NITRYL BLUE - Vyhlásenie o zhode](#)

[Ambulex NITRYL BLACK - Vyhlásenie o zhode](#)

[Ambulex NITRYL WHITE - Vyhlásenie o zhode](#)

Použitie:

- vykonávať lekárske vyšetrenia
- vykonávať diagnostické alebo terapeutické postupy
- na manipuláciu s kontaminovaným materiálom

Druhy:

- nesterilné
- nepudrované

Veľkosť a balenie:

- modré, fialové, biele: XS, S, M, L, XL
- čierne: S, M, L
- v balení po 100 pcs



**MD**

>>