

- vyrobená z bielej netkanej textílie, ktorá sa ľahko prispôsobí tvaru tela
- pórovitá štruktúra je veľmi dobre priepustná pre vzduch aj vodné pary, čím umožňuje pokožke dýchať a uľahčuje odparovanie potu
- zúbkované hrany na oboch stranách pre jednoduchšie odtrhnutie požadovanej dĺžky v ruke
- akrylové lepidlo nespôsobuje podráždenie pokožky, zvyšuje priepustnosť pre vzduch

Použitie:

- na zaistenie obväzu na citlivej časti tela
- na upevnenie sond, katétrov a iných zdravotníckych pomôcok u osôb s citlivou pokožkou

Druhy:

- nesterilná

Veľkosť a balenie:

- dostupné dĺžky: 5 m a 9,14 m a šírky 1,25 cm, 2,5 cm a 5 cm
- nesterilné: balené v závislosti od veľkosti



MD

