

Vyrobené z netkanej textílie SMS odolnej voči roztrhnutiu. Návleky sú pripevnené k zariadeniu pomocou šnúrok alebo gumičiek.

Použitie:



- na zakrytie zdravotníckeho vybavenia

Druhy:

- jednodielny kryt ramena C (A, B)
- dvojdielny kryt ramena C (C)

Veľkosť a balenie:

- sterilné (sterilizované parou): balené v papierovom vrecku po 1 ks



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>