

- podkladový materiál z bielej elastickej netkanej textílie, vďaka ktorej sa krytie dobre prispôsobí kanyle a tvaru tela pacienta
- porézna netkaná textília umožňuje pokožke dýchať
- špeciálny zárez pre kanylu pre jednoduchú aplikáciu
- mikrosieťka zabraňuje prilepeniu krytia na ranu
- dodatočná absorpčná podložka pod koncovku kanyly
- lepidlo nespôsobuje podráždenie pokožky
- zaoblené hrany chránia krytie pred predčasným odlepením z pokožky
- široký ochranný papier slúži pre jednoduchú aplikáciu krytia aj v rukaviciach

Použitie:

- na sterilné ošetrenie miesta vpichu a súčasne fixácia zavedenej kanyly

Druhy:

- sterilné

Veľkosť a balenie:

- sterilné: balené jednotlivo v krabici po 50 ks
rozмеры: 5,8 cm x 8 cm, 7,2 cm x 5 cm



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou Superiore di Sanità a nesú označenie CE s číslom 0373

