

- podkladový materiál je vyrobený z bielej elastickej netkanej textílie, vďaka ktorej sa krytie dobre prispôbí tvaru tela a neobmedzuje v pohybe
- porézna netkaná textília umožňuje pokožke dýchať
- absorpčné jadro je umiestnené v strede a lepiaca časť okolo drží krytie pevne na mieste
- mikrosieťka zabraňuje prilepeniu krytia na ranu
- použité lepidlo nespôsobuje podráždenie pokožky
- zaoblené hrany chránia krytie pred predčasným odlepením z pokožky
- široký ochranný papier slúži pre jednoduchú aplikáciu krytia aj v rukaviciach
- krytie prepúšťa röntgenové žiarenie

## Použitie:


- na ošetrovanie pooperačných rán a iných chirurgických rán, porezaní a odrenín

## Druhy:

- sterilné
- tvary: obdĺžnikové, oválne (po operácii očí)

## Veľkosť a balenie:

- sterilné: balené po 25 ks, 50 ks alebo 100 ks v závislosti od veľkosti
- obdĺžnikové sú dostupné vo veľkostiach: 7,2 cm x 5 cm, 10 cm x 6 cm, 10 cm x 8 cm, 15 cm x 8 cm, 20 cm x 10 cm, 25 cm x 10 cm, 30 cm x 10 cm, 35 cm x 10 cm
- oválne sú dostupné vo veľkosti: 6,5 cm x 9,5 cm



**MD**

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou Superiore di Sanità a nesú označenie CE s číslom 0373

