

- vyrobené z netkanej textílie
- povrch sa nestrupká
- textília umožňuje strihanie bez uvoľnenia vlákien
- vysoko absorpčné
- veľmi mäkké, prispôbia sa tvaru tela
- môžu byť sterilizované

#### Použitie:

- absorbovať tekutiny počas ambulantných procedúr a operácií (sterilné)
- na hygienické a kozmetické účely (nesterilné)

#### Druhy:

- sterilné (sterilizované parou) a nesterilné
- 30 g/m<sup>2</sup>, 40 g/m<sup>2</sup>
- s alebo bez RTG kontrastného vlákna
- poukladané na kôpke alebo voľne balené
- 4-, 8-, 12-vrstvové

#### Veľkosť a balenie:

- nesterilné: 5 cm x 5 cm, 7.5 cm x 7.5 cm, 10 cm x 10 cm balené v papierovom sáčku po 100 ks
- sterilné: 5 cm x 5 cm, 7.5 cm x 7.5 cm, 10 cm x 10 cm balené v blistri po 2 pc, 3 ks, 5 ks

Špeciálnym typom tampónov z netkanej textílie sú tracheostomické tampóny.


- vyrobené z netkanej textílie
- s výrezom v tvare O alebo Y
- veľmi mäkké, ideálne na použitie s trubicami, drénmi, katétami

#### Použitie:

- na zaistenie tracheostomických skúmaviek, katétrov a iných

#### Veľkosť a balenie:

- sterilné: 5 cm x 5 cm, 7.5 cm x 7.5 cm, 10 cm x 10 cm balené v blistri po 2 ks



**MD**

Zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou  
TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom  
2274

>>