

Vyrobené z netkanej textílie SMS odolnej voči roztrhnutiu v tvare tunela. Upevňujú sa pomocou šnúrok alebo gumičiek.

Použitie

- na ochranu nemocničného vybavenia a káblov zdravotníckych pomôcok pred poškodením a kontamináciou

Druhy:

- návlek na C rameno
- návlek na káble
- so sťahovacími šnúrkami alebo gumičkami

Veľkosť a balenie:

- sterilné (sterilizované parou): balené v papierovom vrecku po 1 ks
- nesterilné: balené vo fóliovom vrecku po 70 alebo 100 ks v závislosti od veľkosti
- veľkosti: 120 cm x 80 cm, 150 cm x 10 cm, 200 cm x 26 cm, 200 cm x 32 cm, 250 cm x 15 cm



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>