

- vnútro je vyrobené z netkanej textílie
- tampóny sú zaistené pleteným obvazom, ktorého konce tvoria šnúrky
- šnúrky so zaväzovaním vzadu na hlave slúžia na zafixovanie tampónu pod nosom

Použitie:

- na absorpciu tekutín po laryngologických zákrokoch

Druhy:

- sterilné a nesterilné

Veľkosť a balenie:

- dostupné veľkosti: 2,5 cm x 5 cm
- sterilné: balené po 1 ks
- nesterilné: balené po 50 ks



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>