

Košele pre pacienta sú vyrobené z mäkkej polypropylénovej netkanej textílie. Strih na krku je ukončený riasením, ktoré tvorí zaväzovanie. Predné šnúrky sú všité do košele a slúžia na uviazanie okolo pása. Naša ponuka zahŕňa košele pre dospelých, ako aj detské v malých veľkostiach.

Použitie:

- ako odev pacienta v liečebných miestnostiach

Druhy:

- nesterilné
- farba: modrá

Veľkosť a balenie:

- veľkosť: univerzálna, 54/98, 104/128, 132/146
- nesterilné: balené v sáčku po 10 ks
- [rozмеры конечного výrobку](#)



**MD**

>>