

Vyrobené z netkanej textílie alebo laminátu, ktoré spĺňajú požiadavky normy EN 13795. Návleky sú na končatine upevnené pomocou fixačných pásov.

Použitie:

- na zakrytie nôh pacienta počas operácií

Druhy:

- balené jednotlivo alebo sú súčasťou operačných súprav
- s alebo bez pridanej fixačnej pásky
- materiál: SMS, TF a Blue Special

Veľkosť a balenie:

- sterilné (sterilizované etylénoxidom alebo parou): balené v papierovo-fóliovom vrecku po 1 ks
- veľkosti: od 60 cm x 35 cm do 130 cm x 140 cm



**MD**

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>