

Protézy lebečných kostí sú pletené z polyesterovej a polypropylénovej priadze. Vysoká trvácnosť, nízka špecifická hmotnosť, nulová absorpcia hydrofilných tekutín, netoxicity, chemická neaktivita, vysoký stupeň hojenia uľahčujú identifikáciu štepov s prirodzenou lebečnou kosťou, pokiaľ ide o ich fyzikálne vlastnosti. Počas implantácie sa dajú ľahko modelovať.

Použitie:

- na rekonštrukciu defektov lebky (kranioplastika)

Druhy:

- Codubix® S – sterilný (sterilizovaný parou)
- Codubix® – nesterilný
- Codubix® CT – na individuálnu objednávku (sterilný a nesterilný)

Veľkosť a balenie:

- od 75 mm x 57 mm do 134 mm x 110 mm
- je tiež možné pripraviť protézy podľa individuálnych objednávok na základe úbytku kosti alebo mapovania na základe CT snímok
- sterilné: balené v dvojitém vrecku z papierovej fólie a následne v krabici po 1 ks
- nesterilné: balené v PE sáčku a následne v krabici po 1 ks

Pre viac informácií navštívte stránku : [www.codubix.com](http://www.codubix.com)



**MD**

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou PCBC SA a nesú označenie CE s číslom 1434

>>