

Protézy očnévých kostí sa pletú z polypropylénovej priadze. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou, nízkou hmotnosťou a sú hydrofóbne, čo prispieva k tomu, že nepohlcujú telesné ani iné tekutiny. Protézy sú netoxické a majú rovnaké fyzikálne vlastnosti ako ľudské kosti. Pri implantácii je možné ich ľahko modelovať.

Použitie:



- na vyplnenie defektov očnej jamky (zlomeniny zygomaticko-čelústnej-očnice, izolované zlomeniny očnej jamky) vzniknuté v dôsledku zlomenín strednej časti tváre lebky

Druhy:

- sterilná (sterilizovaná parou)
- štandardný druh
- 3D - pravá a ľavá - anatomický tvar

Veľkosť a balenie:

- štandardný druh: 40 mm x 50 mm
- 3D: pravá a ľavá vo veľkostiach S, M, L
- zabalená v papierovej fólii vložená do kartónovej krabice po 1 ks



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou PCBC SA a nesú označenie CE s číslom 1434

>>