

Protéza na rozsiahle defekty hrudnej steny je pletená z polyesterovej a polypropylénovej priadze. Vysoká trvácnosť, nízka špecifická hmotnosť, nulová absorpcia hydrofilných tekutín, netoxicita, chemická neaktivita, vysoký stupeň hojenia, vďaka ktorému je možné protézu identifikovať s prírodnou kosťou, pokiaľ ide o fyzikálne vlastnosti. Môžu byť ľahko modelované počas implantácie a ľahko diagnostikované.

Použitie:


- to fill fragments of the chest wall after the treatment of primary and metastatic tumours encompassing that structure and infiltrating with non-microcellular lung tumours

Druhy:

- nesterilné (odporúča sa sterilizácia parou)

Veľkosť a balenie:

- 250 mm x 200 mm
- balené v PE sáčku a následne v krabici po 1 ks



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou PCBC SA a nesú označenie CE s číslom 1434

>>