

Ploché papierovo-fóliové vrecká na sterilizáciu.

Vysokokvalitné materiály použité pri výrobe obalov, ako aj overený technologický výrobný proces poskytujú „peel“ efekt-bezprašné otváranie obalov. To minimalizuje riziko kontaminácie časticami celulózy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri otváraní papierových obalov.

Vďaka samolepiacej vrstve je možné vrecko uzavrieť bez použitia tepelného tesnenia.

Chemické indikátory procesu sterilizácie sú vytlačené na papieri v hornej časti mimo zvaru.

Výrobok spĺňa požiadavky EN 868-3, EN 868-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2 and EN ISO 11140-1.

[Pokyny na zatváranie vreciek](#)

Použitie:

- ako obal na sterilizáciu parou (STEAM) a etylénoxidu (EO)

Druhy:

- vrecká

Veľkosť a balenie:

- široká škála veľkostí: šírka od 40 mm do 60 mm; dĺžka od 90 mm do 1200 mm; balené po 100 ks



MD

