

Súpravy sú vyrobené z polypropylénovej netkanej textilie, ktorá sa vyznačuje vysokou pevnosťou proti roztrhnutiu a vysokou priepustnosťou vzduchu.

Použitie:

- ako jednorazová posteľná bielizeň v nemocniciach a ordináciách

Druhy:

- nesterilné
- farba: modrá

Veľkosť a balenie:

- [veľkosti a súčasti súpravy](#)
- nesterilné: balené v plastovom sáčku po 1 súprave



**MD**

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>