

- vyrobená z bieleho syntetického hodvábu, ktorý zabraňuje macerácii pokožky
- má vynikajúcu priľnavosť, napriek tomu sa dá bezbolestne odstrániť bez zanechávania zvyškov
- zúbkované hrany na oboch stranách pre jednoduchšie odtrhnutie požadovanej dĺžky v ruke
- akrylové lepidlo nespôsobuje podráždenie pokožky

## Použitie:

- na fixáciu obvazov a iných zdravotníckych pomôcok u pacientov s citlivou pokožkou

## Druhy:

- nesterilná

## Veľkosť a balenie:

- dostupné dĺžky: 5 m a 9,14 m a šírky 1,25 cm, 2,5 cm a 5 cm
- nesterilné: balenie v závislosti od veľkosti



**MD**

