

Tvar a veľkosť rúška umožňuje zakrytie pacienta, pričom zaisťuje bezpečnosť pre neho a zdravotnícky personál počas rôznych procedúr. Jednoduchá konštrukcia rúšok umožňuje rýchlo a efektívne prikryť pacienta a nastaviť hranice operačného poľa. Pre ešte jednoduchšiu prácu sú rúška označené piktogramami, ktoré naznačujú smer rozloženia.

Chirurgické rúška sú vyrobené z najkvalitnejších surovín, ktoré spĺňajú požiadavky EN 13795, a tým zaisťujú bezpečnosť pri používaní.

Niekoľko príkladov:


- angiografické rúško
- rúško na cisársky rez
- rúško na končatiny
- gynekologické rúško
- oftalmologické rúško
- rúško na pôrodné sály
- rúško na urologické operácie

Druhy:

- rúška môžu byť vyrobené z laminátu (TF, Blue Special, Blue Comfort) alebo z netkanej textílie (SMS)
- aby sa rúška čo najlepšie prispôsobili danej operácii, môžu byť vybavené ďalšími prvkami vrátane lepiacich pásov, otvorov, výrezov, vreciek na zber tekutín, vreciek, elastických prvkov, fólií, ďalších absorpčných vrstiev, organizérov káblov

Veľkosť a balenie:

- široká škála veľkostí
- sterilné, balené v sterilizačnom balení po 1 ks; okrem toho je možné jednotlivé sterilné rúška zabaliť do kartónového organizéra, ktorý umožňuje organizáciu a skladovanie výrobkov v nemocnici



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>