

Chirurgická súprava odevu Medidress je vyrobená z mäkkej a jemnej textílie. Špeciálna väzba priadze použitej v textílii poskytuje vysoký komfort pri používaní. Na zamedzenie rastu baktérií je možné pridať bakteriostatickú úpravu a aplikovaná uhlíková niť zabraňuje hromadeniu elektrických nábojov. Súpravy sa skladajú z vrchnej časti a nohavíc alebo vrchnej časti a sukne. Vrchná časť má krátke rukávy a tri vrecká zdobené farebnými zvislými lemmami. Na bokoch sú farebne našité rozparky, ktoré neobmedzujú v pohybe. Nohavice sú rovné, ukončené elastickým pásom a šnúrkami na úpravu obvodu. Sukňa je rovná (typ obálky), s opaskom a šnúrkami na zaväzovanie okolo pásu.

Použitie:

- ako odev pre zdravotnícky personál na operačnej sále, výrobok je v súlade s EN 13795

Druhy:

- nesterilná
- z polyesterového textilu: modrá, zelená, oranžová, sivá
- z bavlneného polyesteru: modrá, zelená, červená

Veľkosť a balenie:

- veľkosti: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL; pre výšku: 158-164; 170-176; 182-188 - veľkosti sa rozlišujú podľa farby šnúrok a rozparku
- balené po 1 súprave



5

**MD**

>>