

Masky sú vyrobené z troch vrstiev netkaných textílií, ktoré nedráždia pokožku a sú hypoalergénne. Masky sú tiež odolné voči UV žiareniu.

Vďaka vnútornej filtračnej vrstve s minimálnym stupňom filtrácie BFE  $\geq 98\%$  biologických aerosólov chránia pred kvapôčkovými infekciami. Masky sa vyznačujú vysokou priepustnosťou vzduchu a majú špeciálnu vložku na modelovanie okolo nosa. Mäkké a pružné úchyty na uši umožňujú pripevnenie masky k tvári a jemná netkaná textília, z ktorej sú vyrobené, nedráždi pokožku. Masky spĺňajú požiadavky normy PN-EN 14683 štandard pre typ II.

Použitie:

- ochrana operačného poľa pred kontamináciami, akými sú odlupovaná pokožka, vlasy a infekcie prenášané kvapôčkami
- počas lekárskeho zákroku obmedziť prenos infekčných agensov z personálu používajúceho masku na operačné pole
- eliminovať emisiu patogénov z nosa a úst z asymptomatického nosiča alebo pacienta s klinickými príznakmi


Druhy:

- s elastickými úchytmi
- nesterilné
- farba: modrá

Veľkosť a balenie:

- nesterilné: balené v škatuli po 50 kusoch

Preparing for use / Vorbereitung zur Verwendung / Подготовка к применению / Przygotowanie do użycia



**MD**

