

Chirurgické plášte PERFECT sú vyrobené z polypropylénovej netkanej textílie a bariérového laminátu v kritických častiach. Zabezpečujú úplnú odolnosť voči prieniku mikroorganizmov a kvapalín. Každý plášť je voľný, široký a umožňuje dokonale zakryť postavu. Rukávy majú bezšvovú bezprašnú polyesterovú manžetu, ktorá presne obopína zápästie. Dve súpravy šnúrok umožňujú najskôr „špinavé“ a potom „čisté“ viazanie. Špeciálny kartón s pripevnenými vonkajšími šnúrkami umožňuje aseptické zavieranie plášťa a harmonikové skladanie umožňuje rýchle a samostatné oblečenie chirurgom.

Okrem toho je možné objednať chirurgický plášť PERFECT vo verzii PLUS, ktorá je odolná voči alkoholu a je dlhšia, aby zaistila bezpečnosť a pohodlie aj počas operácie v sede.

#### Použitie:

- pre dlhé operácie s veľkým množstvom tekutín

#### Druhy:

- sterilné (sterilizované etylénoxidom) a nesterilné
- sterilné s utierkami na ruky z netkanej textílie
- sterilné s utierkami na ruky z netkanej textílie, navyiac zabalené v krepovom papieri
- farba: modrá

#### Veľkosť a balenie:

- veľkosti: M, L, XL, XXL
- sterilné: balené v papierovo-fóliovom vrecku po 1 ks
- nesterilné: balené v plastovom vrecku po 10 ks



**MD**

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>