

- zloženie sterilných kompresov rôznych veľkostí a počtu nití
- celá súprava je prispôsobená individuálnym potrebám zákazníkov
- kombinácia kompresov v jednom balení znižuje množstvo odpadu
- jedno balenie súpravy eliminuje náklady na balenie jednotlivých komponentov
- jedno balenie súpravy eliminuje čas potrebný na otváranie viacerých balení, a tým sa nezvyšuje riziko nákazy sterilného výrobku

#### Použitie:

- absorbovať tekutiny počas chirurgických a ambulantných zákrokov

#### Druhy:

- sterilné  
gázové kompresy: počet nití (13-, 17), počet vrstiev (8-, 12-, 16-), s alebo bez RTG vlákna
- kompresy z netkanej textílie: plošná hmotnosť (30 g/m<sup>2</sup>, 40 g/m<sup>2</sup>), počet vrstiev (4-, 8-, 12-), s alebo bez RTG vlákna
- na požiadanie - zviazané v celkoch pre ľahké počítanie

#### Veľkosť a balenie:

- kombinácie veľkostí: 5 cm x 5 cm, 7.5 cm x 7.5 cm, 10 cm x 10 cm, 10 cm x 20 cm v jednom balení



**MD**

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>