

- vyrobené z bielenej (bez použitia chlóru) bavlnenej gázy s pripevnenými sťahovacími šnúrkami
- šnúrky vytvárajú tvar tampónu a uľahčujú jeho vybratie z operačného poľa
- môžu byť sterilizované

## Použitie:

- na použitie počas a ambulantných zákrokov na kontrolu krvácania a absorpciu veľkého množstva tekutín

## Druhy:

- sterilné
- s 1 alebo 2 sťahovacími šnúrkami

## Veľkosť a balenie:

- dostupné veľkosti: 2,5 cm x 3 cm, 2 cm x 1,5 cm, 3 cm x 2 cm, 3,5 cm x 2,5 cm, 3 cm x 4 cm, 5 cm x 5 cm
- sterilné: balené po 1 ks

**POZNÁMKA:** Na invazívne zákroky používajte výrobok iba v odvinutom stave.



**MD**

Zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou  
TÚV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom  
2274

>>