

- vyrobené z bavlnenej gázy bielenej bez použitia chlóru alebo z lekárskej netkanej textílie
- všetky hrany sú zložené dovnútra, aby sa zabránilo uvoľňovaniu nití
- malý obväzový materiál s vysokou absorpčnou schopnosťou
- rôzne veľkosti umožňujú prispôsobiť absorpciu individuálnym potrebám
- môžu byť sterilizované

Použitie:

- na odsatie tekutín pri chirurgických a ambulantných zákrokoch
- na dezinfekciu operačného poľa

Výrobok sa má používať v rozvinutom stave.

Druhy:

- sterilné a nesterilné
- s alebo bez RTG vlákna

Veľkosť a balenie:

- sterilné: balené po 1 ks, 2 ks, 5 ks
- nesterilné: balené po 68 ks, 120 ks alebo 200 ks
- veľkosti: 1 m x 1 cm, 1 x 2 cm, 5 cm 1 m, 2 m x 1 cm, 2 x 2 cm, 2 m x 5 cm, 2 m x 10 cm

POZNÁMKA: Na invazívne zákroky používajte výrobok iba v odvinutom stave.



MD

Zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou
TÚV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom
2274

>>