

- vyrobené z bavlnenej gázy bielenej bez použitia chlóru alebo z lekárskej netkanej textílie
- všetky hrany sú zložené dovnútra, aby sa zabránilo uvoľňovaniu nití
- malý obväzový materiál s vysokou absorpčnou schopnosťou
- rôzne tvary umožňujú prispôbiť výrobok individuálnym potrebám
- rôzne veľkosti umožňujú prispôbiť absorpciu individuálnym potrebám
- môžu byť sterilizované

Použitie:

- na odsatie tekutín pri chirurgických a ambulantných zákrokoch
- na dezinfekciu operačného poľa

Druhy:

- sterilné a nesterilné
- s alebo bez RTG vlákna
- dostupné tvary: guľičky, fazuľa, fúzy, trojuholníky, pre laryngológiu,....

Veľkosť a balenie:

- sterilné: balené po 3 ks, 5 ks, 10 ks a po 2 x 3 ks v dvoch komorách v blistri (dvojité blister)
- nesterilné: balené po 25 ks, 50 ks, 100 ks, 200 ks, 500 ks
- široká škála veľkostí

POZNÁMKA: Na invazívne zákroky používajte výrobok iba v odvinutom stave.



MD

Zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou
TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom
2274

