

- vyrobená z odolnej tkaniny, ktorá sa dokonale prispôsobí telu
- zúbkované hrany na oboch stranách pre jednoduchšie odtrhnutie požadovanej dĺžky v ruke
- lepidlo obsahuje oxid zinočnatý, ktorý znižuje riziko podráždenia pokožky

Použitie:


- na podporu obväzov
- na upevnenie sond, katétrov a ťažších zdravotníckych pomôcok

Druhy:

- nesterilná

Veľkosť a balenie:

- dostupná dĺžka: 5 m a šírka 1,25 cm, 2,5 cm a 5 cm
- nesterilné: balené v závislosti od veľkosti



MD

