

- vyrobená z pružnej odolnej tkaniny, ktorá sa dokonale prispôsobí akémukoľvek tvaru
- absorpčný vankúšik umiestnený v strede je zaistený mikrosieťou, ktorá chráni náplast pred prilepením na ranu
- akrylové lepidlo nespôsobuje podráždenie pokožky
- možnosť strihať náplast podľa individuálnej potreby

Použitie:

- na ošetrovanie odrenín, drobných poranení a rán u osôb s normálnou citlivosťou pokožky

Druhy:

- nesterilná

Veľkosť a balenie:

- dostupné veľkosti: 6 cm x 1 m, 8 cm x 1 m
- nesterilné: balené po 1 ks



MD

