

Vysoko kvalitný elastický obvaz s elasticitou najmenej 100% na univerzálne použitie.

Konštantná elasticita je zachovaná aj po opakovanom praní vďaka správnej kombinácii prírodných a syntetických vlákien.

Krepová štruktúra zvyšuje priľnavosť vrstiev k sebe, čo zabraňuje skĺznutiu obväzu.

Každý obvaz je vybavený sponou, ktorá uľahčuje upevnenie obväzu.

Opakovane použiteľný.

Použitie:

- pri prevencii a liečbe poranení pohybového aparátu, ako sú vyvrtnutia alebo natiahnutia
- ako ľahký kompresný obvaz (na liečbu povrchového žilového systému)
- ako podporný obvaz - na upevnenie obväzov

Druhy:

- sterilný (sterilizovaný parou) a nesterilný

Veľkosť a balenie:

- sterilný: 12 cm, 15 cm s dĺžkou 4 m, a 10 cm, 12 cm, 15 cm s dĺžkou 5 m, balený po 1 ks
- sterilný: 15 cm s dĺžkou 4 m, a 15 cm s dĺžkou 5 m, balený po 2 ks
- nesterilný: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm s dĺžkou 4 m, balený po 1 ks
- nesterilný: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm s dĺžkou 5 m, balené v krabíčke alebo fóliovom obale po 1 ks

Dĺžka meraná v natiahnutom stave.



**MD**

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>