

Neelastický obväz s všestranným využitím.

Vysoký komfort pri používaní zaisťuje vysoká priedušnosť a rovnomerne upravené a netrhajúce sa hrany.

Použitie:

- ako podporný obväz - na upevnenie krytí
- na upevnenie a podporu zdravotníckych pomôcok

Druhy:

- sterilné (sterilizované parou) a nesterilné

Veľkosť a balenie:

- sterilné: 5 cm, 10 cm a 15 cm s dĺžkou 4 m, balené po 1 ks
- sterilné: 10 cm a 15 cm s dĺžkou 4 m, balené po 2 ks
- nesterilné: 5 cm, 10 cm, 15 cm s dĺžkou 4 m, zabalené vo fóliovom obale po 1 ks



MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>