

1



Špeciálny piktogram v rohu prepravnej krabice označuje, kde je kartón lepený, čo je tiež najlepšie miesto na odtrhnutie strany.

2



Na vyznačenom mieste oddelíte lepené strany krabice.

3



Odtrhnutím prednej steny krabice môžete dávkovač uchopiť a vybrať.

4



Dávkovač je možné odložiť na vhodné odkladacie miesto.
To poskytuje dodatočnú ochranu pred vonkajšími nečistotami, kým sa produkty nepoužijú na operačnej sále.

5



Balenie s čiarovým kódom EAN 128 uľahčuje logistický proces, lepšie riadenie skladu a jednoduchú identifikáciu obsahu vďaka prednej etikete.

6



Dávkovač je viacúčelové balenie so špeciálnou klapkou a výdajným otvorom. Dá sa otvárať, takže z obalu ľahko a rýchlo vyberiete jeden sterilný produkt.

7

