Fóliové návleky na topánky Matodress

Tieto návleky na topánky sú vyrobené z protišmykovej fólie. Poskytujú úplnú bariéru proti vlhkosti. Horná časť je ukončená gumičkou, ktorá presne sedí na nohe.

Použitie:

- ochrana pred prenosom znečisťujúcich látok na obuvi na miesta vyžadujúce udržiavanie čistoty

Druhy:

- s gumičkou
- nesterilné
- farba: modrá

Veľkosť a balenie:

- nesterilné: balené v plastovom vrecku po 100 ks



MD

>>

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026